

Ορθοπεδική ζώνη μέσης NORIKS

Στοχευμένη συμπίεση για την οσφυϊκή περιοχή και σταθερότητα στις καθημερινές κινήσεις.

Μεγέθη	S/M: περίμετρος γοφών 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm
Χρήση	Περίπου 2 – 3 ώρες την ημέρα
Κάτω από τα ρούχα	Σχεδίαση για χρήση κάτω από τα περισσότερα ρούχα
Ρύθμιση	Ιμάντες βέλκρο για ακριβές σφίξιμο
Πλύσιμο	Στο χέρι, κρύο νερό, στέγνωμα στον αέρα



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 ορθοπεδική ζώνη

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Μετρήστε την περίμετρο των γοφών στο πιο φαρδύ σημείο και επιλέξτε μέγεθος.
- Τοποθετήστε τη ζώνη ώστε το κάτω άκρο να καλύπτει το ιερό οστό και όχι τη μέση.
- Σφίξτε τη όρθιοι, μέχρι να νιώσετε σταθερή στήριξη χωρίς να δυσκολεύεται η αναπνοή.

1. Επιλογή μεγέθους

Μέγεθος	Περίμετρος γοφών
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Μετρήστε την περίμετρο των γοφών στο πιο φαρδύ σημείο, πάνω από τα εσώρουχα. Αν είστε στο όριο, πάρτε το μικρότερο μέγεθος — η ζώνη προσαρμόζεται προς τα έξω χάρη στο βέλκρο.

2. Τοποθέτηση

- Σταθείτε όρθιοι και χαλαρώστε τους ώμους.
- Τοποθετήστε τη ζώνη γύρω από την οσφυϊκή περιοχή ώστε το κάτω άκρο να καλύπτει το ιερό οστό και το κεντρικό τμήμα να ακουμπά στη σπονδυλική στήλη.
- Κλείστε το κύριο κάλυμμα και μετά σφίξτε ομοιόμορφα τους πλαϊνούς ιμάντες.
- Ελέγξτε την αναπνοή σας: η ζώνη πρέπει να δίνει αίσθημα σταθερής στήριξης, αλλά δεν πρέπει να δυσκολεύει την αναπνοή.
- Όταν κάθεστε χαλαρώστε ελαφρά τους ιμάντες και όταν σηκώνεστε σφίξτε τους ξανά.



Η ζώνη καλύπτει το ιερό οστό και σταθεροποιεί την οσφυϊκή περιοχή.



Το σφίξιμο ρυθμίζεται με τους πλαϊνούς ιμάντες.

3. Πόσο να τις φοράτε

- Συνήθως 2 – 3 ώρες την ημέρα, στις περιόδους μεγαλύτερης καταπόνησης.
- Φορέστε τη σε πολύωρη ορθοστασία, καθιστική εργασία, οδήγηση και άρση βαρών.
- Μην τη φοράτε όλη μέρα χωρίς διάλειμμα και μην κοιμάστε με αυτήν.
- Η ζώνη βοηθά να κρατάτε τη μέση σε καλύτερη θέση, αλλά δεν αντικαθιστά τους μυς του κορμού — παράλληλα διατηρήστε τη συνηθισμένη σας κινητικότητα.

4. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Η ζώνη ανεβαίνει προς τη μέση στο περπάτημα	Τοποθετημένη πολύ ψηλά ή πολύ μεγάλο μέγεθος	Κατεβάστε τη ώστε το κάτω άκρο να καλύπτει το ιερό οστό· ελέγξτε την περίμετρο γοφών
Δύσκολη αναπνοή	Πολύ σφιγμένη	Χαλαρώστε τους πλαϊνούς ιμάντες κατά ένα βήμα
Το βέλκρο δεν κρατά	Ίνες και σκόνη στον ιμάντα	Καθαρίστε το βέλκρο με στεγνή βούρτσα· πλύνετε με κλειστούς τους ιμάντες
Ενόχληση όταν κάθεστε	Ίδιο σφίξιμο με την όρθια στάση	Καθιστοί χαλαρώστε ελαφρά, στο σήκωμα σφίξτε

5. Πλύσιμο και φροντίδα

- Πλύνετε στο χέρι σε κρύο νερό με ήπιο απορρυπαντικό, με κλειστά τα βέλκρο.
- Χωρίς χλωρίνη και μαλακτικό. Στεγνώστε στον αέρα, απλωμένα.
- Μη σιδερώνετε και μη στεγνώνετε σε καλοριφέρ.

Σε οξύ τραυματισμό της μέσης, έντονο πόνο ή πόνο που αντανακλά στο πόδι, στην εγκυμοσύνη και μετά από χειρουργείο σπονδυλικής στήλης αποφασίστε για τη χρήση μαζί με τον γιατρό σας.

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.
- Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποιήτο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.
- Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.
- Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.
- Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

Η ορθοπεδική ζώνη είναι καθημερινή στήριξη, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτει διάγνωση και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή γιατρού. Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν, εντείνονται ή εμφανιστούν μετά από τραυματισμό, απευθυνθείτε σε γιατρό.