

Κάλτσες συμπίεσης NORIKS με φερμουάρ

Διαβαθμισμένη συμπίεση 15–20 mmHg με πλαϊνό φερμουάρ.

Συμπίεση	15 – 20 mmHg, διαβαθμισμένη (ισχυρότερη στον αστράγαλο)
Φερμουάρ	Πλαϊνό φερμουάρ με προστατευτικό εσωτερικό πατ
Μεγέθη	S/M, L/XL, 2XL — ανάλογα με την περίμετρο γάμπας
Χρήση	Κατά τη διάρκεια της ημέρας, έως 12 ώρες
Πλύσιμο	Στο χέρι σε κρύο νερό ή πρόγραμμα για ευαίσθητα



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 ζευγάρι κάλτσες συμπίεσης (ανάλογα με το πακέτο που επιλέξατε)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Μετρήστε την περίμετρο της γάμπας στο πιο φαρδύ σημείο και επιλέξτε μέγεθος από τον πίνακα.
- Φορέστε τις κάλτσες το πρωί, καθιστοί, πριν προηστούν τα πόδια.
- Κλείστε το φερμουάρ από τον αστράγαλο προς τα πάνω, κρατώντας το ύφασμα πάνω στο πόδι.

1. Επιλογή μεγέθους

Μέγεθος	Περίμετρος γάμπας	Νούμερο παπουτσιού
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Επιλέξτε μέγεθος με βάση την **περίμετρο της γάμπας**, όχι με βάση το νούμερο παπουτσιού. Μετρήστε το πρωί, στο πιο φαρδύ σημείο της γάμπας, με χαλαρό πόδι. Αν βρίσκεστε στο όριο δύο εύρων, πάρτε το μεγαλύτερο μέγεθος.

2. Πώς τις φοράτε

- 1 Καθίστε και ανοίξτε τελείως το φερμουάρ.
- 2 Περάστε την κάλτσα πάνω από το πέλμα ώστε η φτέρνα να κάτσει στο διαμορφωμένο σημείο της.
- 3 Ισιώστε την κάλτσα πάνω στη γάμπα χωρίς καμία πτυχή — οι πτυχές δημιουργούν σημεία πίεσης.
- 4 Με το ένα χέρι πιέστε το ύφασμα στο πόδι, ώστε το προστατευτικό πατ να μείνει ανάμεσα στο φερμουάρ και το δέρμα, και με το άλλο κλείστε αργά το φερμουάρ από τον αστράγαλο προς τα πάνω.
- 5 Ελέγξτε ότι το πάνω λάστιχο δεν τυλίγεται και δεν κόβει στο γόνατο.

VIŠE OD 5.200 ZADOVOLJNIH KUPACA



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Το φερμουάρ διευκολύνει το φόρεμα χωρίς τραβήγματα.



Διαβαθμισμένη συμπίεση: ισχυρότερη στον αστράγαλο, πιο ήπια προς το γόνατο.

3. Πόσο να τις φοράτε

- Φορέστε τις το πρωί και κρατήστε τις όλη μέρα — έως περίπου 12 ώρες.
- Βγάλτε τις πριν τον ύπνο, εκτός αν ο γιατρός σας έχει ορίσει διαφορετικά.
- Σε πολύωρη ορθοστασία, καθιστική εργασία ή ταξίδι φορέστε τις για όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.
- Τις πρώτες ημέρες η συμπίεση μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη — ξεκινήστε με 2 έως 3 ώρες την ημέρα.

4. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Το φερμουάρ ανοίγει μόνο του	Το ύφασμα έχει τραβηχτεί προς τα κάτω ή η περίμετρος είναι στο ανώτερο όριο	Πριν το κλείσιμο τραβήξτε την κάλτσα πιο ψηλά στη γάμπα· αν επαναλαμβάνεται, πάρτε μεγαλύτερο μέγεθος
Δεν μπορώ να κλείσω το φερμουάρ	Πολύ μικρό μέγεθος ή πρησμένο πόδι	Φορέστε τις το πρωί· αν ούτε τότε κλείνει, αλλάξτε με μεγαλύτερο μέγεθος
Μυρμηγκiasma, κρύα ή χλωμά δάχτυλα	Πολύ ισχυρή συμπίεση ή πτυχή που σφίγγει	Βγάλτε αμέσως την κάλτσα, ισιώστε την και φορέστε την ξανά· αν επαναλαμβάνεται, απευθυνθείτε σε γιατρό
Η κάλτσα γλιστράει προς τα κάτω	Περίμετρος γάμπας στο κατώτερο όριο του εύρους	Πάρτε μικρότερο μέγεθος
Κόκκινα σημάδια στο δέρμα	Πτυχή ή πολύ σφιχτό πάνω λάστιχο	Ισιώστε το ύφασμα· ένα ελαφρύ αποτύπωμα της πλέξης είναι φυσιολογικό, ένα βαθύ χαραγμένο σημάδι όχι

5. Πλύσιμο και φροντίδα

- Πλύνετε στο χέρι σε κρύο νερό ή στο πλυντήριο στο πρόγραμμα για ευαίσθητα, με **κλειστό φερμουάρ** και σε διχτυωτό σακούλι.

- Χωρίς χλωρίνη και μαλακτικό — καταστρέφουν τις ελαστικές ίνες που δημιουργούν τη συμπίεση.
- Στεγνώστε στον αέρα, απλωμένες. Όχι σε στεγνωτήριο, καλοριφέρ ή ήλιο.
- Σκουπίζετε πού και πού το φερμουάρ με υγρό πανί, ώστε να μη μένουν ίνες μέσα του.
- Με καθημερινή χρήση αντικαταστήστε το ζευγάρι περίπου κάθε 6 μήνες — η συμπίεση με τον καιρό εξασθενεί.

Πριν τη χρήση συμβουλευτείτε γιατρό αν έχετε περιφερική αρτηριακή νόσο, ανοιχτά τραύματα, οξεία φλεγμονή του δέρματος, διαβητικές αλλοιώσεις στο πόδι ή εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 14 ημερών από την παράδοση.
- Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.
- Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.
- Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.
- Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

Οι κάλτσες συμπίεσης είναι καθημερινή στήριξη, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτουν διάγνωση και δεν αντικαθιστούν τη συμβουλή γιατρού. Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν, εντείνονται ή εμφανιστούν μετά από τραυματισμό, απευθυνθείτε σε γιατρό.