

NORIKS FisioRest — συσκευή αυχένα

Έλξη, θερμότητα και μασάζ με δόνηση σε συνεδρία 15 έως 30 λεπτών.

Μπαταρία	2500 mAh — έως 2 ώρες λειτουργίας, περίπου 4 συνεδρίες των 30 λεπτών
Φόρτιση	USB-C, 4 – 6 ώρες για πλήρη φόρτιση
Θέρμανση	Έως 50 °C, τεχνολογία ThermoTrac
Ασφάλεια	Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά
Συνεδρία	15 λεπτά στην αρχή, έως 30 λεπτά αργότερα

CERVIKALNA TRAKCIJA
VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 συσκευή FisioRest
- Καλώδιο φόρτισης USB-C
- Οδηγίες

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Πριν την πρώτη χρήση φορτίστε τη συσκευή 4 έως 6 ώρες.
2. Ξαπλώστε ανάσκελα και τοποθετήστε τον αυχένα στην υποδοχή ώστε το κεφάλι να κρέμεται ελεύθερα προς τα πίσω.
3. Κρατήστε το κουμπί 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η λυχνία· ξεκινήστε με 15 λεπτά.

1. Πριν την πρώτη χρήση


- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C και φορτίστε τη συσκευή 4 έως 6 ώρες.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια — το κρεβάτι είναι πολύ μαλακό για σωστή έλξη.
- 3 Βγάλτε κολιέ, σκουλαρίκια και γυαλιά.
- 4 Ξαπλώστε ανάσκελα και τοποθετήστε τον αυχένα στην υποδοχή από αφρό μνήμης.

2. Χειρισμός

- **Ενεργοποίηση:** κρατήστε το κουμπί μασάζ ή θερμότητας 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η λυχνία.
- **Αλλαγή βαθμίδας:** με σύντομο πάτημα του ίδιου κουμπιού αλλάζετε την ένταση.
- **Απενεργοποίηση:** κρατήστε ξανά το κουμπί 5 δευτερόλεπτα ή περιμένετε την αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά.

ΤΕΡΑΠΙJA ΤΟΠΛΙΝΟΜ

ΟΠΥΣΤΙΤΕ ΝΑΡΕΤΕ ΜΙΨΙ΢Ε



Ο αυχένας βρίςκεται στην υποδοχή, το κεφάλι κρέμεται ελεύθερα προς τα πίσω.



KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključi nakon 30 minuta uporabe*

Θερμότητα, μασάζ και έλξη δρουν ταυτόχρονα.

3. Συνεδρία

Περίοδος	Διάρκεια συνεδρίας	Συχνότητα
Πρώτη εβδομάδα	15 λεπτά	1 φορά την ημέρα
Δεύτερη εβδομάδα	20 λεπτά	1 φορά την ημέρα
Από την τρίτη εβδομάδα	30 λεπτά (πλήρης κύκλος)	1 – 2 φορές την ημέρα

Ο πλήρης κύκλος ήπιας θερμότητας, μασάζ και έλξης διαρκεί 30 λεπτά. Στην αρχή μειώστε τη συνεδρία ώστε ο αυχένας να συνηθίσει το τέντωμα.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Svida mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Svida mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Svida mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Svida mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Svida mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

Μετά τη συνεδρία σηκωθείτε αργά, γυρίστε πρώτα στο πλάι.

4. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ανάβει	Άδεια μπαταρία ή πολύ σύντομο πάτημα του κουμπιού	Φορτίστε 30 λεπτά και κρατήστε το κουμπί πλήρη 5 δευτερόλεπτα
Δεν αισθάνομαι το τέντωμα	Η συσκευή σε πολύ μαλακή επιφάνεια ή ο αυχένας πολύ ψηλά	Περάστε σε σκληρή επιφάνεια και χαμηλώστε τους ώμους ως το πάτωμα
Η θερμότητα είναι ασθενής	Η συσκευή ακόμη ζεσταίνεται	Η προθέρμανση διαρκεί λίγα λεπτά· μην καλύπτετε τη συσκευή
Ζάλη μετά τη συνεδρία	Πολύ γρήγορο σήκωμα	Μείνετε ξαπλωμένοι 1 – 2 λεπτά, γυρίστε στο πλάι και μετά σηκωθείτε

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Η μπαταρία πέφτει γρήγορα	Συνεχής χρήση της υψηλότερης βαθμίδας θέρμανσης	Η θέρμανση καταναλώνει τα περισσότερα· χρησιμοποιήστε τη μεσαία βαθμίδα

5. Καθαρισμός και φύλαξη

- Σκουπίστε με υγρό πανί· ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Το κάλυμμα, αν αφαιρείται, πλύνετε το στο χέρι σε κρύο νερό.
- Φυλάξτε σε στεγνό μέρος, μακριά από άμεσο ήλιο. Η μπαταρία αντέχει περισσότερο αν δεν αφήνετε τη συσκευή άδεια για μήνες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχετε βηματοδότη, μετά από χειρουργείο αυχενικής μοίρας, σε οστεοπόρωση, σε έντονο πόνο ή πόνο που αντανakλά στο χέρι, σε αρρυθμιστή υπέρταση και στην εγκυμοσύνη — συμβουλευτείτε πρώτα γιατρό. Διακόψτε τη συνεδρία αν νιώσετε πόνο, μυρμήγκιασμα ή ναυτία.

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.
- Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.
- Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.
- Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.
- Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

Το FisioRest είναι συσκευή χαλάρωσης και καθημερινής στήριξης, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτει διάγνωση και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή γιατρού. Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν, εντείνονται ή εμφανιστούν μετά από τραυματισμό, απευθυνθείτε σε γιατρό.